

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Delta-Sarcoglicano (Sgcd) Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q92629

Numero articolo: CM0026927

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro il delta-sarcoglicano (SGCD) umano, validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per studi sul complesso sarcoglicano e sulle distrofie muscolari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Delta-sarcoglicano (SGCD) Anticorpo pAb di Coniglio
Note/Alias	SGD; DAGD; 35DAG; CMD1L; SGCDP; LGMDR6; SG-delta; Delta-sarcoglicano (SGCD)
Specie	Umano
GenelD	6444
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 61-290 del Delta-sarcoglicano (SGCD) umano (NP_000328.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q92629
Peso Proteico	32kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio