

Anticorpo Monoclonale Anti-Denn (Madd) Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Wxg6

Numero articolo: CM0002281

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro DENN (MADD) umano, validato per WB, IHC-P, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per ricerche sul traffico sinaptico, via MAPK e apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DENN Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	DENN; IG20; DEEAH; RabGEF; NEDDISH; RAB3GEP
Specie	Umano
GenelD (umano)	8567
GenelD	8567
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1548-1647 di DENN umano (Q8WXG6).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8WXG6
Peso proteico	183kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio