

Anticorpo Policlonale Anti-Dennd4A Per Wb Ed Elisa - Q7Z401

Numero articolo: CM0015754

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro DENND4A (MYCPBP) per WB ed ELISA. Reagisce anche con proteine umane e murine. Target: proteina di circa 209 kDa. Adatto per studi sulla regolazione del promotore di MYC e sulla segnalazione di RAB10.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DENND4A Rabbit pAb
Note/alias	IRLB; MYCPBP; DENND4A
Specie	Uomo
ID genico (uomo)	10260
ID genico	10260
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1500-1650 di DENND4A umano (NP_005839.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	Q7Z401
Peso della proteina	209 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante