


Anticorpo Policlonale Anti-Denr Per Wb, Ihc-P, Elisa - O43583

Numero articolo: CM0015062



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro il DENR umano (DRP1/SMAP-3), validato per WB, IHC-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Ideale per studi sulla riiniziazione della traduzione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DENR Rabbit pAb
Note/Alias	DRP; DRP1; SMAP-3; DENR
Specie	Uomo
GeneID	8562
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-198 del DENR umano (NP_003668.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O43583
Peso proteico	22 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio