

Anticorpo Monoclonale Anti-Desmina Di Coniglio Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P17661

Numero articolo: CM0011567

introduzione

Anticorpo Monoclonale Anti-Desmina di Coniglio validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA in umano, topo, ratto. La Desmina è un filamento intermedio di tipo III essenziale per la struttura muscolare. Ideale per la ricerca sul muscolo scheletrico e cardiaco.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Desmin Rabbit mAb
Note/Alias	CSM1; CSM2; CDCD3; LGMD1D; LGMD1E; LGMD2R; Desmina
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1674
GeneID	1674
Immunogeno	Peptide Sintetico (Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 371-470 della Desmina umana (P17661).)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P17661
Peso Proteico	54 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio