

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Desmina Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P17661

Numero articolo: CM0014100

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità per Desmina, adatto per applicazioni WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo incrociato con campioni umani, di topo e di ratto. Materia prima per IVD ad uso di ricerca per lo studio dell'integrità del sarcomero e dei filamenti intermedi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Desmina pAb Coniglio
Note/Alias	CSM1; CSM2; CDCD3; LGMD1D; LGMD1E; LGMD2R; Desmina
Specie	Umano
GeneID (umano)	1674
GeneID	1674
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-90 della Desmina umana (NP_001918.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P17661
Peso Proteico	54kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio