


Anticorpo Monoclonale Anti-Desmocollina 1 Per Wb, Elisa - Q08554

Numero articolo: CM0007242



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ricombinante contro la Desmocollina 1, validato per WB ed ELISA. Reagisce con specie umane e di ratto. Ideale per la ricerca sull'adesione cellulare e sui desmosomi. SWISS: Q08554.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Desmocollina 1 mAb di Coniglio
Note/Alias	CDHF1; DG2/DG3; Desmocollina 1
Specie	Umana
GenelD (umano)	1823
GenelD	1823
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Ratto
SWISS	Q08554
Peso Molecolare Proteina	100 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio