

Anticorpo Monoclonale Anti-Desmocollina 3 Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q14574

Numero articolo: CM0003041

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Anti-Desmocollina 3, generato contro un peptide sintetico (aa 797-896 dell'umano Q14574), validato per WB ed ELISA. Adatto per lo studio dell'adesione desmosomiale e della funzione barriera epidermica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di coniglio anti-Desmocollina 3
Osservazioni/Alias	DSC; DSC1; DSC2; DSC4; CDHF3; HT-CP; Desmocollina 3
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1825
ID Gene	1825
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 797-896 della Desmocollina 3 umana (Q14574).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q14574
Peso Proteico	100kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio