


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Desmogleina 2 Per Wb, Elisa - Q14126

Numero articolo: CM0005152



introduzione

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Desmogleina 2 (Q14126) di alta qualità convalidato per WB ed ELISA. Rileva la desmogleina 2 umana, una caderina desmosomica coinvolta nell'adesione cellulare e nella segnalazione. Ideale per la ricerca sulle giunzioni cellulari e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Desmogleina 2 Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	HDGC; CDHF5; Desmogleina 2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1829
GeneID	1829
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1001-1118 della desmogleina 2 umana (Q14126)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	Q14126
Peso Proteico	122kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio