

Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Desmogleina 3 Per Wb E Elisa - P32926

Numero articolo: CM0004091



introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit anti-Desmogleina-3 per WB e ELISA. Riconosce la Desmogleina-3 umana (P32926), una caderina desmosomica chiave per l'adesione dei cheratinociti. Ideale per studi sul pemfigo, le giunzioni cellulari e la ricerca sulla barriera epiteliale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Desmogleina 3 Rabbit mAb
Note/Alias	PVA; ABOLM; CDHF6; Desmogleina 3
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	1830
ID gene	1830
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 900-999 della Desmogleina 3 umana (P32926).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P32926
Peso proteico	108 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio