

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Desmogleina 3 Per Wb Ed Elisa - P32926

Numero articolo: CM0028789



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Desmogleina 3 umana (DSG3, PVA). Convalidato per Western blot (WB) ed ELISA. Adatto per lo studio della biologia dei desmosomi, dell'adesione cellulare e del pemfigo volgare. Immunogeno ricombinante (aa 749-999).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Desmogleina 3 Rabbit pAb
Note/Alias	PVA; ABOLM; CDHF6; Desmogleina 3
Specie	Umana
GeneID (Umano)	1830
GeneID	1830
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 749-999 della Desmogleina 3 umana (NP_001935.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P32926
Peso proteico	108kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio