

Anticorpo Monoclonale Anti-Desmogleina 3/Pva Per Wb, Ihc-P, Elisa - P32926

Numero articolo: CM0009213



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia Desmogleina-3 (DSG3, PVA) umana aminoacidi 50-615, validato per WB, IHC-P e ELISA. Per la ricerca sull'adesione dei desmosomi, l'autoantigene del pemfigo volgare e la biologia dei follicoli piliferi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Desmogleina 3/PVA Rabbit mAb
Note/Alias	PVA; ABOLM; CDHF6; DSG3
Specie	Umana
GeneID (umana)	1830
GeneID	1830
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 50-615 della Desmogleina 3/PVA umana (NP_001935.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reazione crociata	Umana
SWISS	P32926
Peso proteico	108kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio