

Anticorpo Policlonale Anti-Desmoplachina Per Wb, Ihc-P, Elisa - P15924

Numero articolo: CM0025907



introduzione

Convalida l'espressione della Desmoplachina con questo anticorpo policlonale di coniglio. Adatto per WB, IHC-P, ELISA in umano, topo, ratto. Ricerca sulle giunzioni desmosomiali, adesione cellulare e biologia della pelle/cuore. Bersaglio: P15924.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Desmoplachina Anticorpo pAb di Coniglio
Note/Alias	DP; DCWHKTA; Desmoplachina
Specie	Umano
GeneID (umano)	1832
GeneID	1832
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P15924
Peso Proteico	332kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio