


Anticorpo Policlonale Anti-Desmoplachina Per Wb, Ihc-P, Elisa - P15924

Numero articolo: CM0015647



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Desmoplachina, validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Peso molecolare del bersaglio 332kDa. Ideale per la ricerca sui desmosomi e sull'adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Desmoplachina Anticorpo pAb di coniglio
Note/Alias	DP; DCWHKTA; Desmoplachina
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1832
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 2609-2830 della Desmoplachina umana (NP_004406.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P15924
Peso Proteico	332kDa
Spedizione	Sacca refrigerante