

## Anticorpo Policlonale Anti-Det1 Per Wb E Elisa - P48732

Numero articolo: CM0019278

### introduzione

Questo anticorpo policlonale di coniglio riconosce DET1 di Arabidopsis thaliana, un regolatore chiave della trasduzione del segnale luminoso e della fotomorfogenesi. Convalidato per WB e ELISA, è ideale per studi sullo sviluppo delle piante e ricerche sulla via di ubiquitinazione.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | DET1 Rabbit pAb                                                                                                                    |
| Note/Alias          | ATDET1; DE-ETIOLATED 1; FUS2; FUSCA 2; T9A4.17; DET1                                                                               |
| Specie              | Arabidopsis thaliana                                                                                                               |
| GeneID              | 826609                                                                                                                             |
| Immunogeno          | Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 350-450 di DET1 di Arabidopsis thaliana (NP_192756.2) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                           |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                              |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                          |
| Reattività crociata | Arabidopsis thaliana                                                                                                               |
| SWISS               | P48732                                                                                                                             |
| Peso proteico       | 62 kDa                                                                                                                             |
| Spedizione          | Sacco di ghiaccio                                                                                                                  |