

Anticorpo Policlonale Anti-Det1 Per Wb, Elisa - Q7L5Y6

Numero articolo: CM0028985



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-DET1 per WB ed ELISA; cross-reattivo con uomo, topo, ratto. DET1 è un componente del complesso E3 ligasi coinvolto nella degradazione di JUN. Ideale per la ricerca sull'ubiquitinazione e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DET1 Rabbit pAb
Note/Alias	DET1
Specie	Umana
GeneID (umano)	55070
GeneID	55070
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 15-240 di DET1 umano (NP_060466.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross-reattività	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q7L5Y6
Peso proteico	64kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio