

Anticorpo Policlonale Anti-Dexi Per Wb, Elisa - 095424

Numero articolo: CM0018264

introduzione

Anticorpo policlonale anti-DEXI di coniglio di alta qualità, validato per WB ed ELISA. Rileva la proteina DEXI umana (MYLE, 10 kDa). Ideale per la ricerca sulle patologie cardiache e polmonari e per gli studi sull'espressione indotta dal desametasone.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb DEXI di coniglio
Note/Alias	MYLE; DEXI
Specie	Umano
GeneID (umano)	28955
GeneID	28955
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-95 del DEXI umano (NP_054734.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	095424
Peso della proteina	10 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante