

Anticorpo Policlonale Anti-Dffa Per Wb, Elisa - 000273

Numero articolo: CM0016837



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio DFFA (DFF-45/ICAD) per western blot ed ELISA. Rileva DFFA umano e murino, un inibitore chiave dell'apoptosi della DNasi attivata da caspasi. Ideale per la ricerca sulla morte cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DFFA Rabbit pAb
Note/Alias	DFF1; ICAD; DFF-45; DFFA
Specie	Umano
ID Gene	1676
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-331 di DFFA umano (NP_004392.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	O00273
Peso Molecolare Proteico	37kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio