

Anticorpo Policlonale Anti-Dffb Per Wb, Ihc-P, Elisa - 076075

Numero articolo: CM0016788



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro DFFB umano (CAD/CPAN/DFF40), adatto per WB, IHC-P ed ELISA. Convalidato in campioni umani e murini. Ideale per la ricerca sull'apoptosi e sulla frammentazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DFFB Rabbit pAb
Note/Alias	CAD, CPAN, DFF2, DFF40, DFF-40, DFFB
Specie	Umana
GeneID (umano)	1677
GeneID	1677
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 109-338 di DFFB umano (NP_004393.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Murina
SWISS	076075
Peso proteico	39kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio