

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Dgat1 Per Wb, If/Icc, Elisa - 075907

Numero articolo: CM0030973



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro DGAT1 umano, validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo, ratto. Adatto per studi sulla sintesi dei triacilgliceroli e ricerche sul metabolismo lipidico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DGAT1 Rabbit pAb
Note/Alias	ARAT; DGAT; ARGPI; DIAR7; DGAT1
Specie	Umano
GeneID	8694
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 201-300 di DGAT1 umano (NP_036211.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	075907
Peso Proteico	55kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio