

Anti-Dgat2 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Elisa - Q96Pd7

Numero articolo: CM0015877

introduzione

Questo Anti-DGAT2 Coniglio Anticorpo Policlonale è validato per Western blot e ELISA, reagendo con DGAT2 umano, murino e ratto. DGAT2 è l'aciltransferasi essenziale che catalizza il passaggio terminale nella sintesi dei triacilgliceroli, rendendo questo anticorpo uno strumento prezioso per gli studi sul metabolismo lipidico e sull'obesità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DGAT2 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	ARAT; HMFN1045; GS1999FULL; DGAT2
Specie	Umano
GenelD (Umano)	84649
GenelD	84649
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 289-388 del DGAT2 umano (NP_115953.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Topo
SWISS	Q96PD7
Peso Proteico	44 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio