


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Dgcr8 Per Wb, Elisa - Q8WYq5

Numero articolo: CM0005325



introduzione

DGCR8 Rabbit mAb (Q8WYQ5) è un anticorpo monoclonale convalidato per WB e ELISA, che riconosce DGCR8 umano e murino. Ideale per la ricerca sulla biogenesi dei miRNA e la riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DGCR8 Rabbit mAb
Note/Alias	Gy1; pasha; DGCRK6; C22orf12; DGCR8
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	54487
GeneID	54487
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 436-764 di DGCR8 umano (Q8WYQ5)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q8WYQ5
Peso proteico	86kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio