

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Dgka Per Wb, Ihc-P, Elisa - P23743

Numero articolo: CM0003049



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la diacilglicerolo chinasi alfa umana (DGKA). Validato per applicazioni Western blot, IHC paraffina e ELISA. Utile per lo studio della segnalazione lipidica, del metabolismo DAG/PA e della funzione dei linfociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DGKA Rabbit mAb
Note / Alias	DAGK; DAGK1; DGK-alpha; DGKA
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	1606
GeneID	1606
Immunogeno	Proteina ricombinante / Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 della DGKA umana (NP_001336.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P23743
Peso proteico	83kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio