

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Dgka Per Wb, Elisa - P23743

Numero articolo: CM0028211



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit anti-DGKA per Western blot e ELISA, validato su uomo, topo e ratto. Bersaglia la diacilglicerolo chinasi alfa, un regolatore chiave della segnalazione DAG/PA e del metabolismo lipidico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DGKA Rabbit pAb
Note/Alias	DAGK; DAGK1; DGK-alpha; DGKA
Specie	Uomo
ID gene (uomo)	1606
ID gene	1606
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 della DGKA umana (NP_958852.1)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P23743
Peso proteico	83 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio