

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Dgka Per Wb, Ihc-P, Elisa - P23743

Numero articolo: CM0016205



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro DGKA, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Riconosce la diacilglicerolo chinasi alfa umana, murina e di ratto, un enzima chiave che converte il DAG in PA. Ideale per la ricerca sulla segnalazione lipidica e sulle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DGKA Rabbit pAb
Note/Alias	DAGK; DAGK1; DGK-alpha; DGKA
Specie	Uomo
ID del gene (umano)	1606
ID del gene	1606
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 della DGKA umana (NP_001336.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P23743
Peso della proteina	83 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante