


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Dgkz (Diacylglycerol Kinase Zeta) Per Wb Ed Elisa - Q13574

Numero articolo: CM0023429



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio mirato alla diacilglicerolo chinasi zeta (DGKZ) umana. Validato per WB ed ELISA, con reattività crociata al topo. Ideale per la ricerca sulla segnalazione lipidica, l'attivazione delle cellule T e la regolazione dell'actina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DGKZ Rabbit pAb
Alias	DAGK5; DAGK6; DGK-ZETA; hDGKzeta; DGKZ
Specie	Umano
GeneID	8525
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 808-1117 della DGKZ umana (NP_001099010.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q13574
Peso proteico	104kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio