

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Dglucy Per Wb, If/Icc, Elisa - Q7Z3D6

Numero articolo: CM0021918

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia DGLUCY umano (C14orf159), validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Ideale per studiare la funzione e il metabolismo della D-glutammato ciclasi mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	DGLUCY Rabbit pAb
Note / Alias	C14orf159; DGLUCY
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	80017
ID gene	80017
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 269-616 di DGLUCY umano (NP_001095836.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q7Z3D6
Peso proteico	66kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio