


## Anticorpo Policlonale Anti-Dguok Per Wb, Elisa - Q16854

Numero articolo: CM0026076



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce la deossiguanosina chinasi mitocondriale (DGUOK) per applicazioni WB ed ELISA. Validato su campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sulla sintesi del DNA mitocondriale e sul metabolismo dei nucleosidi.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                                              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | DGUOK Rabbit pAb                                                                                                                                    |
| Note/Alias            | dGK; NCPH; NCPH1; PEOB4; MTDP53; DGUOK                                                                                                              |
| Specie                | Umano                                                                                                                                               |
| ID Gene (Umano)       | 1716                                                                                                                                                |
| ID Gene               | 1716                                                                                                                                                |
| Immunogeno            | Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 40-277 di DGUOK umano (NP_550438.1). |
| Origine               | Coniglio                                                                                                                                            |
| Categoria             | Anticorpi Policlonali                                                                                                                               |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                                                                                           |
| Reattività Incrociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                                                  |
| SWISS                 | Q16854                                                                                                                                              |
| Peso Proteico         | 32kDa                                                                                                                                               |
| Spedizione            | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                                               |