


Anticorpo Policlonale Anti-Dhfr Per Wb - P00374

Numero articolo: CM0018820



introduzione

L'anticorpo policlonale di coniglio anti-DHFR rileva la DHFR umana e murina nelle applicazioni WB, IF/ICC ed ELISA. Fondamentale per la ricerca sul metabolismo dei folati e sulla biosintesi del timidilato.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifica	Dettagli
Nome del prodotto	DHFR Rabbit pAb
Note/alias	DYR, DHFR1, DHFRP1, DHFR
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	1719
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 1-187 della DHFR umana (NP_000782.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	P00374
Peso della proteina	21 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante