

Anticorpo Policlonale Anti-Dhodh Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q02127

Numero articolo: CM0027835



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-DHODH validato per WB, IHC-P ed ELISA. Rileva la diidroorotato deidrogenasi umana, murina e di ratto, un enzima mitocondriale chiave nella biosintesi de novo delle pirimidine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DHODH Rabbit pAb
Note/Alias	URA1; POADS; DHODEhase; DHODH
Specie	Umana
GeneID (umano)	1723
GeneID	1723
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 116-395 della DHODH umana (NP_001352.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q02127
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio