

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Dhodh Per Wb, Elisa - O35435

Numero articolo: CM0029020

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che mira alla diidroorotato deidrogenasi (DHODH) per applicazioni WB ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano e topo, supportando studi sul metabolismo delle pirimidine e sulla funzione mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	DHODH Rabbit pAb
Note/Alias	2810417D19Rik
Specie	Topo
GeneID (umano)	1723
GeneID	56749
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 77-395 di DHODH di topo (NP_064430.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	O35435
Peso Proteico	43 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio