


Anticorpo Policlonale Anti-Dhps Da Coniglio Per Wb E Elisa - P49366

Numero articolo: CM0029787



introduzione

Anticorpo Policlonale Anti-DHPS da Coniglio validato per WB e ELISA contro DHPS umano, di topo e di ratto (41 kDa). La deossipusina sintasi catalizza la modificazione essenziale dell'ipusina di eIF-5A per la regolazione della traduzione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DHPS Rabbit pAb
Note / Alias	DS; DHS; MIG13; NEDSSWI; DHPS
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	1725
GeneID	1725
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-369 della DHPS umana (NP_001921.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P49366
Peso Proteico	41 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio