

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Dhrs11 Per Wb E Elisa - Q6Uwp2

Numero articolo: CM0015142



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio targeting DHRS11 umano (SDR24C1). Convalidato per Western blot e ELISA, con reattività crociata verso il topo. Utile per la ricerca sul metabolismo degli ormoni steroidei e la biosintesi degli androgeni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DHRS11 Rabbit pAb
Annotazioni / Sinonimi	ARPG836; SDR24C1; spDHRS11; DHRS11
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	79154
GeneID	79154
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-260 di DHRS11 umano (NP_077284.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q6UWP2
Peso proteico	28kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio