

Anticorpo Policlonale Anti-Dhrs2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q13268

Numero articolo: CM0028581

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce il DHRS2 umano (HEP27/SDR25C1). Adatto per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Utilizzato per studiare la riduzione dei dicarbonili, la stabilizzazione di p53 e la biologia del cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del Prodotto	DHRS2 Rabbit pAb
Note/Alias	HEP27; SDR25C1; DHRS2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10202
GeneID	10202
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13268
Peso Proteico	30kDa
Spedizione	Con ghiaccio