

Anticorpo Policlonale Anti-Dhrs9 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bpw9

Numero articolo: CM0030577

introduzione

Anticorpo Policlonale di coniglio contro DHRS9 validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con Uomo, Topo, Ratto. Rileva una proteina di 35 kDa. Ideale per la ricerca sul metabolismo del retinolo e degli steroidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DHRS9 Rabbit pAb
Note / Alias	RDHL; RDH15; RDHTBE; SDR9C4; RDH-TBE; RETSDR8; hRoDH-E2; 3ALPHA-HSD; 3-alpha-HSD; DHRS9
Specie	Uomo
GeneID (umano)	10170
GeneID	10170
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-319 della DHRS9 umana (NP_001135743.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9BPW9
Peso proteico	35 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio