


Anticorpo Monoclonale Anti-Dhtkd1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q96Hy7

Numero articolo: CM0004399



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità contro DHTKD1 (2-ossoglutarato deidrogenasi E1). Validato per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sui disturbi metabolici e neurologici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DHTKD1 Rabbit mAb
Note/Alias	E1a; AAKAD; CMT2Q; AMOXAD; OADC-E1; OADH-E1; DHTKD1
Specie	Umano
GeneID (umano)	55526
GeneID	55526
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 32-197 del DHTKD1 umano (NP_061176.4)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96HY7
Peso proteico	103kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio