


Anticorpo Policlonale Anti-Dhtkd1 Di Coniglio Per Wb E Elisa - Q96Hy7

Numero articolo: CM0025527



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato al DHTKD1 umano (componente E1 del 2-ossoglutarato deidrogenasi), validato per WB e ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto; rileva una banda di ~103 kDa. Ideale per la ricerca sul metabolismo mitocondriale e sul catabolismo della lisina/triptofano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DHTKD1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	E1a; AAKAD; CMT2Q; AMOXAD; OADC-E1; OADH-E1; DHTKD1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	55526
GeneID	55526
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-280 del DHTKD1 umano (NP_061176.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96HY7
Peso proteico	103kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio