

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Dhx30 Per Wb, Elisa - Q7L2E3

Numero articolo: CM0026110



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro DHX30, adatto per WB ed ELISA. Riconosce DHX30 umano, di topo e di ratto. Supporta la ricerca sull'assemblaggio del ribosoma mitocondriale e sulla neurogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DHX30 Rabbit pAb
Note/Alias	DDX30; RETCOR; NEDMIAL; DHX30
Specie	Umano
GeneID (Umano)	22907
GeneID	22907
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 906-1155 di DHX30 umano (NP_055781.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q7L2E3
Peso Proteico	134kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio