

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Dhx30 Per Wb, Elisa - Q7L2E3

Numero articolo: CM0022660



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-DHX30 per WB e ELISA, che rileva DHX30 (~134 kDa) umano e murino. DHX30 è un RNA elicasi della scatola DEAH coinvolto nella biogenesi dei ribosomi mitocondriali, nella neurogenesi e nell'immunità innata, rendendo questo anticorpo adatto per la ricerca su mitocondri e neuroscienze.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome prodotto	DHX30 Rabbit pAb
Note/Alias	DDX30, RETCOR, NEDMIAL, DHX30
Specie	Umano
ID gene (Umano)	22907
ID gene	22907
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 336-501 di DHX30 umano (NP_619520.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q7L2E3
Peso proteico	134 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio