


Anticorpo Policlonale Anti-Dhx36 Per Wb, Ip, Elisa - Q9H2U1

Numero articolo: CM0030296



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-DHX36 convalidato per WB, IP e ELISA. Reagisce con DHX36 umano, murine e di ratto, un'elicasi che risolve le strutture G-quadruplex coinvolta nella regolazione genica e nell'integrità genomica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DHX36 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	G4R1; RHAU; DDX36; MLEL1; DHX36
Specie	Umano
ID gene (Umano)	170506
ID gene	170506
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-260 di DHX36 umano (NP_065916.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9H2U1
Peso proteico	115kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio