


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Dhx38 Per Wb, Elisa - Q92620

Numero articolo: CM0025191



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-DHX38 validato per Western Blot ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Bersaglio: fattore di splicing del pre-mRNA DHX38, un componente dello spliceosoma ed elicasi a RNA ATP-dipendente.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DHX38 Rabbit pAb
Note/Alias	RP84, DDX38, PRP16, PRPF16, DHX38
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9785
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1133-1227 di DHX38 umano (NP_054722.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q92620
Peso proteico	141kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio