

Anticorpo Policlonale Anti-Dhx57 Per Wb Ed Elisa - Q6P158

Numero articolo: CM0021868

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro DHX57/DDX57 umano, adatto per Western blot (WB) ed ELISA. Reagisce anche con il topo. Per studi sulla funzione dell'elicasi dell'RNA ATP-dipendente.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DHX57 Rabbit pAb
Note/alias	DDX57; DHX57
Specie	Uomo
GeneID (umano)	90957
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 700-900 di DHX57 umano (NP_945314.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q6P158
Peso della proteina	156 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante