

Anticorpo Policlonale Anti-Dhx58 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q96C10

Numero articolo: CM0028282



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro DHX58 (LGP2), validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce incrociatamente con umano, topo, ratto. Per la ricerca sull'immunità innata e sulla segnalazione antivirale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DHX58 Coniglio pAb
Note/Alias	LGP2, RLR-3, D11LGP2, D11lgp2e, DHX58
Specie	Umano
GeneID (Umano)	79132
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 389-678 del DHX58 umano (NP_077024.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96C10
Peso Proteico	77kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio