

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Dhx8 Per Wb, Elisa - Q14562

Numero articolo: CM0015839



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-DHX8 umano validato per Western blot ed ELISA. Ha come bersaglio l'elicasi dell'RNA ATP-dipendente coinvolta nello splicing del pre-mRNA e nell'esportazione nucleare. Reagisce crociatamente con l'uomo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DHX8 Rabbit pAb
Note/Alias	DDX8, Dhr2, HRH1, PRP22, PRPF22, DHX8
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	1659
GeneID	1659
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1001-1220 della DHX8 umana (NP_004932.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q14562
Peso della proteina	139 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante