


Anticorpo Policlonale Anti-Dhx9/Rna Helicase A Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q08211

Numero articolo: CM0020636



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting DHX9/RNA Helicase A, adatto per WB, IF/ICC, IP e ELISA. Reagisce con campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sulla regolazione trascrizionale, il processing dell'mRNA e l'infezione virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	DHX9/RNA Helicase A Rabbit pAb
Note/Alias	LKP; RHA; DDX9; NDH2; NDH1; DHX9/RNA Helicase A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1660
GeneID	1660
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q08211
Peso proteico	141kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio