


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Dhx9/Rna Helicase A Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q08211

Numero articolo: CM0012487



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-DHX9/RNA Helicase A validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Riconosce DHX9 umano, murino e di ratto (141 kDa). Ideale per studi sulla trascrizione, sull'elaborazione dell'RNA e sulle elicasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio DHX9/RNA Helicase A
Note/Alias	LKP; RHA; DDX9; NDH2; NDH1; DHX9/RNA Helicase A
Specie	Umano
GeneID (umano)	1660
GeneID	1660
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1100-1200 di DHX9/RNA Helicase A umano (Q08211)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q08211
Peso della proteina	141 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante