


Anticorpo Policlonale Anti-Diaph1 (Coniglio) Per Wb E Elisa - O60610

Numero articolo: CM0022693



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit anti-DIAPH1 convalidato per Western blot (WB) e ELISA. Bersaglia DIAPH1 umano (141 kDa), un fattore di nucleazione dell'actina coinvolto nell'organizzazione del citoscheletro. Ideale per la biologia cellulare e la ricerca sull'udito.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[KD Validato] DIAPH1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	DIA1; DRF1; DFNA1; LFHL1; SCBMS; hDIA1; mDia1; [KD Validated] DIAPH1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	1729
GeneID	1729
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1158-1272 di DIAPH1 umano (NP_005210.3).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	O60610
Peso proteico	141kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio