


Anticorpo Monoclonale Anti-Diaph1 Di Coniglio Per Wb E Elisa - O60610

Numero articolo: CM0002907



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio specifico per DIAPH1 umano (DIA1/DRF1). Validato per WB ed ELISA; reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Adatto per studi sul citoscheletro di actina e sulla migrazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb DIAPH1 di Coniglio
Note/Alias	DIA1; DRF1; DFNA1; LFHL1; SCBMS; hDIA1; mDia1; DIAPH1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1729
GeneID	1729
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di DIAPH1 umano (O60610)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O60610
Peso Proteico	141 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio