

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Diaph2 Per Wb, Elisa - O60879

Numero articolo: CM0017361

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-DIAPH2 convalidato per WB e ELISA. Rileva DIAPH2 in campioni di Umano, Topo e Ratto. Rilevante per lo studio dell'oogenesi, del traffico endosomiale e della regolazione del citoscheletro di actina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	DIAPH2 Rabbit pAb
Note/Alias	DIA; POF; DIA2; DRF2; POF2; POF2A; DIAPH2
Specie	Uomo
ID Gene (Umano)	1730
ID Gene	1730
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-120 di DIAPH2 umano (NP_009293.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O60879
Peso proteico	126 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio