


Anticorpo Policlonale Anti-Diaph3 Per Wb, Elisa - Q9Nsv4

Numero articolo: CM0016574



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio DIAPH3 Umano validato per WB ed ELISA. Bersaglia il formina correlato a diaphanous-3 (mDia2) coinvolto nella dinamica del citoscheletro di actina, nella citochinesi e nell'attivazione SRF. Adatto per la ricerca sulla perdita dell'udito.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DIAPH3 pAb Coniglio
Osservazioni/Alias	AN; DIA2; DRF3; AUNA1; NSDAN; diap3; mDia2; DIAPH3
Specie	Umano
GeneID (umano)	81624
GeneID	81624
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9NSV4
Peso Proteico	137kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio